

**Data: 10/04/2024****Versão: 01****Produto:**

|                  |  |
|------------------|--|
| Nome Químico:    | Limpador PRO-AR DOCTOR                                       |
| Sinônimos:       | Limpador perfumado   |
| Fórmula:         | Produto Formulado  |
| Composição:      | Essência, bactericida, Estabilizante, Coadjuvantes, Veículo. |
| Princípio Ativo: | Cloreto de benzalcômio                                       |

**Propriedades físico-químicas:**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Aspecto:            | Líquido límpido              |
| Cor:                | Vermelho                     |
| Odor:               | Característico               |
| Densidade relativa: | 1,0 a 1,05 g/cm <sup>3</sup> |
| pH (1%):            | 2,0 a 3,00                   |
| Solubilidade:       | Solúvel em água              |

**Dados de estocagem e transporte:**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Embalagem:                    | Frasco 1 L, Galão de 5 L  |
| Estocagem:                    | Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor. |
| Número do registro na Anvisa: | 25351893862202073   |
| Validade:                     | 24 meses  |

**Aplicações:**

PRO-AR doctor é um produto profissional de última geração com alto poder descontaminante e higienizador, age combatendo bactérias, fungos, vírus, sobre superfícies e equipamentos, deixando um aroma agradável. Também atua na remoção de sujidade leve, produto ideal para limpeza diária de equipamentos, máquinas, evaporadoras e carenagens.

**Instruções de uso:**

– Aplique com borrifador em serpentinas regularmente, use um pano nas superfícies. Repita a operação se necessário

Produzido por: CNPJ: 25.264.137/0001-84 AFE: 25351.396503/2019-39 Responsável Técnico: CRQ-9° 09203703